

安捷伦液质联用系统备件

标准配置 + 精选备件 = 更好的用户体验

6470A/6495C 三重四极杆液质联用系统备件推荐



6470A QQQ LC/MS



6495C QQQ LC/MS

G2571-80103	电子倍增器更换角管
G1960-80060	快速切换毛细管, 0.6 mm 内径, 适用于 6420、6460、6470 系列
G7604-60000	离子注入器, 180 mm, 0.6 mm 内径, 介电质毛细管, 适用于 6420、6460、6470 系列
G1964-80659	六孔毛细管, 0.61 mm × 90 mm, 1 G, 六极高阻抗毛细管, 适用于 6495C 和 6550 系列

6545 四极杆飞行时间液质联用系统备件推荐



6545 Q-TOF LC/MS

G1960-80060	快速切换毛细管, 0.6 mm 内径
G7604-60000	离子注入器, 180 mm, 0.6 mm 内径, 介电质毛细管

Ultivo 三重四极杆液质联用系统备件推荐

- G6015A Agilent InfinityLab Flex Bench MS 移动支架
- G6011B MS40+ 真空泵静音罩



Ultivo QQQ LC/MS

G2571-80103	电子倍增器更换角管
G6301-80004	Ultivo 离子注入器



G2571-80103

6550 iFunnel 四极杆飞行时间液质联用系统备件推荐



G1964-80659

6550 iFunnel Q-TOF LC/MS

G1964-80659	六孔毛细管, 0.61 mm × 90 mm, 1 G, 六极高阻抗毛细管
-------------	---------------------------------------

选择高品质消耗品，提高用户对安捷伦整体解决方案的满意度

安捷伦液质联用系统工作流程通用备件推荐（适用于所有系列）

部件号	描述	推荐起订量	简要推荐理由和卖点	产品系列	
RMSN-4	大容量通用捕集阱，氮气，1/4 英寸，250 psig	2	适用于雾化器针头。使用寿命取决于氮气的质量，一般每 6 个月更换一次	气体过滤系统	
RMSN-2	大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig	1	适用于碰撞气	气体过滤系统	
6040-1444	AVF 60 Gold 泵油	2	适用于 MS40+ 真空泵；一般每 6 个月更换一次	初级泵备件	
G1960-80039	油雾过滤器，用于 MS40+ 泵	2	适用于 MS40+ 真空泵；一般每 6 个月更换一次	初级泵备件	
G1960-67470	雾化器调节工具包	1	雾化器调节必备。包括雾化器调节装置 (GT430-20470)、LED 手电筒 (2140-0826)、40 倍放大器 (1000-1541)、用户指南 (G1960-90470)	离子源备件	
G1958-60137	雾化器（316 不锈钢针头更换）工具包	1	用于安捷伦喷射流技术电喷雾 (AJS ESI) 离子源的针头更换。建议用户常备一套在手边，防止意外停机。包括 30 号雾化器针头密封垫圈 (G1969-20014)、ESI 标准针头 30 号 (G1960-20031)、带法兰的针头支架 (G1946-20275)	离子源备件	
G1947-20029	电晕针（每个）	1	适用于大气压化学电离离子源 (APCI)。建议用户常备一套在手边，防止意外停机	离子源备件	
G1960-20030	APCI 雾化器针头	1	适用于大气压化学电离离子源 (APCI)。建议用户常备一套在手边，防止意外停机	离子源备件	
G2571-67001	斜圈弹簧，8.9 mm 外径	1	在清洁毛细管帽时可能需要更换	离子源备件	
05980-60051	不起毛布，23 × 23 cm，100% 棉，15/包	1	日常维护时使用	维护备件	
8660-0827	砂纸，4000 目 (4 μm)	1	日常维护时使用	维护备件	
G1969-85000	ESI-L，低浓度调谐混标，100 mL	1	高品质的 ESI 质谱调谐标样。仪器校准必备	调谐液	

快速放心推荐，现场游刃有余

安捷伦不同型号的液质联用系统备件推荐

质谱类型	安捷伦液质联用系统型号	备件号				
		G2571-80103	G1960-80060	G7604-60000	G1964-80659	G6301-80004
QQQ	6420 三重四极杆液质联用系统	推荐	推荐	推荐		
	6460 三重四极杆液质联用系统	推荐	推荐	推荐		
	6470 三重四极杆液质联用系统	推荐	推荐	推荐		
	6495C 三重四极杆液质联用系统	推荐			推荐	
	Ultivo 三重四极杆液质联用系统	推荐				推荐
QTOF	6545 四极杆飞行时间液质联用系统		推荐	推荐		
	6550 四极杆飞行时间液质联用系统				推荐	
TOF	6230 飞行时间液质联用系统		推荐	推荐		

部件号	描述	推荐起订量	简要推荐理由和卖点	产品系列
G2571-80103	电子倍增器更换角管	1	通常可以使用 3-5 年。关键部件建议用户常备一套在手边，防止意外停机	检测器备件
G1960-80060	快速切换毛细管，0.6 mm 内径	1	电阻式毛细管用于快速极性切换	离子源备件
G7604-60000	离子注入器，180 mm，0.6 mm 内径，介电质毛细管	1	提高了稳定性，但不提供快速极性切换	离子源备件
G1964-80659	六孔毛细管，0.61 mm × 90 mm，1 G，六极高阻抗毛细管	1	电阻式毛细管用于快速极性切换	离子源备件
G6301-80004	Ultivo 离子注入器	1	电阻式毛细管用于快速极性切换	离子源备件

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278 转 4

400-820-3278 转 4(手机用户)

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn



微信扫一扫

使用小程序在线咨询

DE84054071

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本文中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2023
2023 年 2 月 15 日，中国出版
5994-5769ZHCN