

环境生活饮用水标准 GB5750 安捷伦样品前处理产品

固相萃取方案 (SPE 小柱) 或固相微萃取方案 (SPME) : 对样品进行提取、纯化、浓缩

仪器平台	方法编号	方法名称	产品号	产品描述
液质平台	GB5750.8: 83.1	11 种全氟化合物的测定	5982-3667	SampliQ WAX 聚合物 SPE 柱, 6 mL 管, 150 mg, 30 μm 粒径, 30/ 包
	GB5750.8: 89.1	39 种 PPCP 的测定	12255001	Bond Elut PPL 柱, 500 mg, 6 mL, 30/ 包。改性苯乙烯-二乙烯基苯聚合物, 可保留非极性分析物
高效液相色谱平台	GB5750.8: 48.1	二苯胺的检测	12102025	Bond Elut C18 柱, 200 mg, 3 mL, 50/ 包。疏水的封端硅胶吸附剂, 常用于萃取非极性分析物
	GB5750.8: 87.1	16 个多环芳烃类成分的检测	12109206	Bond Elut Plexa 柱, 200mg, 6mL, 50/ 包。简单易行的通用萃取方法, 是高通量分析的理想选择。结合到聚合物表面的蛋白质和脂质大大减少, 使样品更干净, 并降低了离子抑制效应
气质平台	GB5750.8: 15.1	15 种 SVOCs 的测定	12103102	Bond Elut NEXUS 柱, 200 mg, 6 mL, 30/ 包。适用于从高粘度样品中萃取目标物
	GB5750.8: 20.1	环氧氯丙烷的测定	12102028	Bond Elut C18 柱, 500 mg, 3 mL, 50/ 包。疏水的封端硅胶吸附剂, 常用于萃取非极性分析物
	GB5750.8: 88.1	18 种 PCBs 的测定	12102028	Bond Elut C18 柱, 500 mg, 3 mL, 50/ 包。疏水的封端硅胶吸附剂, 常用于萃取非极性分析物
	GB5750.8: 75.1	土臭素和 2 甲基异莰醇的测定	5191-5861 5610-5861	【热门产品】 SPME Arrow, 新一代的 SPME 纤维头产品。适用于 Pal3 平台, 1.10 mm, DVB/ 碳 WR/PDMS (二乙烯基苯), 深灰色, 3/ 包 【热门产品】 SPME Arrow, 新一代的 SPME 纤维头产品。适用于 Smart 平台, 1.10 mm, DVB、碳 WR/PDMS (碳宽范围), 深灰色, 3/ 包

通用产品 : 过滤样品颗粒, 延长色谱柱寿命

产品系列	产品号	产品描述
高品质组合 最佳的性能表现, 适用于复杂的基质和高灵敏度检测器	5190-5111	Captiva 优级针头过滤器, 聚丙烯外壳, 再生纤维素膜, 25 mm 直径, 0.2 μm 孔径, 100/ 包。适用于水相样品
	5190-5086	Captiva 优级针头过滤器, 聚丙烯外壳, PTFE 膜, 25 mm 直径, 0.2 μm 孔径, 100/ 包。适用于有机相样品
高性价比组合 高品质系列大包装 + ValueLab 经济型产品	5190-5309	Captiva 优级针头过滤器, 聚丙烯外壳, 再生纤维素膜, 25 mm 直径, 0.2 μm 孔径, 1000/ 包。大包装经济型, 适用于水相样品
	5191-4292	ValueLab 过滤器, 疏水性, PTFE, 25 mm, 0.2 μm, 100/ 包。经济型系列, 适用于有机相样品

在线支持服务

安捷伦在中国的化学分析消耗品业务方面有着专业卓越的在线支持团队，只要您有任何关于消耗品的相关问题，都可以第一时间得到满意的回复。



安捷伦售后服务小程序：



- 点击“在线咨询”
- 点击“消耗品售前 / 购买咨询”
或“消耗品售后 / 应用咨询”

热线电话：

 400-820-3278 转 4
 800-820-3278 转 4

热线电话服务时间：8:00-18:00

微信支持服务时间：8:30-17:30 (人工) 24 小时 自助服务 (机器人)



 微信搜一搜

Q 安捷伦视界 |

www.agilent.com

DE59961723

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本文中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2023
2023 年 6 月, 中国出版
5994-6064ZHCN

 **Agilent**
Trusted Answers