

安捷伦 CrossLab 定向翻新服务

老旧故障设备，旧貌焕新颜



定向翻新服务介绍

针对老旧 / 故障仪器，进行翻新 + 维护 + 维修 + 性能升级，通过出厂测试，使仪器焕发新生。

定向翻新服务，包含所有的官方备件费、人工费、检测费、深度清洁、包装运输费等。

硬件稳定、性能优良的 ICP-OES 翻新服务


- 内部故障核心部件全部更新为安捷伦原厂配件，以彻底排除内部故障
- 仪器内部电路板进行静电除尘，对机械结构进行润滑和清洁，以保证仪器稳定运行
- 进样系统核心部件全部更换，例如冷锥、光窗、前置光路镜片等，以保障仪器的性能优良
- 仪器外部清洁，处理，保证仪器外观整洁
- 工厂级专业检测诊断，保证仪器出厂时无任何硬件故障
- 全面性能指标测试，确保仪器能够达到新机出厂标准
- 随机配送全新装机附件，确保仪器顺利安装

安捷伦承诺所有更换的配件均为安捷伦原厂配件。

可支持翻新的 ICP-OES 仪器列表

- 5100 系列，5110 系列，5800 系列，5900 系列，SPS4 自动进样器
- AVS6/7，高级阀系统翻新和升级

安捷伦 ICP-OES




为了使您的仪器恢复性能, 仪器的核心部件, 将会全部进行检测, 判定是否更换为安捷伦原厂件或维护, 以下为部分核心部件展示。



主电源




射频电源




射频功率模块



水路模块



气路模块



光路多色器




蠕动泵系统




冷却循环水机



主板 / 通讯板



CCD 检测器



通风系统

为了保障仪器性能恢复如初，以下易损部件，将根据需求更换为安捷伦原厂部件，以下为部分易损部件展示。



雾化器



雾化室



炬管



冷锥



气鼻子



光学窗片



气体过滤阱

安装附件，将随翻新仪器，一起送至现场，由工程师为您安装，以下为安装附件展示。



电源线



管路泵管



氦气管路



冷却水管



通讯网线



1 年整机质保

- 安捷伦为仪器翻新服务提供 1 年整机保修服务，让您再无后顾之忧
- 保修服务包含所有的现场维修花费，包括维修人员的差旅费和劳务费，以及使您的系统恢复正常操作所需要的维修备件费用

灵活多样的选配服务

- 性能升级
- 延长保修期
- 软件升级
- 操作培训
- 应用方法

我们不仅提供标准的翻新、也可根据客户实际情况为您提供定制化翻新服务

- 可调整的备件清单
- 可调整的仪器配置
- 可调整的服务项目
- 可选备机服务

专业，严格的出厂性能验证

- 软件内置测试项目
- 暗电流测试



感谢您关注安捷伦官方翻新服务!

如您有仪器需要翻新，可扫描此二维码提交翻新需求表，
安捷伦工程师将为您的仪器提供定制化的翻新方案!

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn



微信搜一搜

Q 安捷伦视界

www.agilent.com

DE94638496

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本文中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2023
2023 年 9 月, 中国出版
5994-6977ZHCN

