

MAYOR TRANQUILIDAD QUE NUNCA SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE MÉTODOS

Agilent
CrossLab
From Insight to Outcome

Tenga la tranquilidad de que sus métodos seguirán funcionando después de una visita de reparación o mantenimiento

Restaurar sus propios métodos después de una visita de servicio puede resultar ineficiente y llevar mucho tiempo. Ahora, con el servicio de restauración de métodos de Agilent, tendrá la tranquilidad de saber que sus métodos anteriores seguirán funcionando correctamente después de realizar tareas de reparación o mantenimiento.

Durante la restauración de métodos, nuestros técnicos:

- realizarán una única inyección de un patrón conocido y definido para compararlo con los resultados anteriores,
- realizarán los pasos de adquisición y análisis de datos de su flujo de trabajo.

De este modo podrá estar seguro de que su instrumento y su método estarán listos para usarse inmediatamente después de la visita de servicio.



Productivo. Eficiente. Económico.
El soporte de aplicaciones de Agilent puede ayudarle a implantar con confianza las mejoras de productividad y uso más recientes.

Calidad en los detalles: el proceso de restauración de métodos



Realizar una inyección de su patrón conocido de control de calidad o estándar de Agilent



Comprobar que funciona su método cuantitativo o cualitativo



Comparar los tiempos de retención con la muestra de referencia



Comparar los valores de área y/o altura con la muestra de referencia



Realizar una inspección visual de la forma de pico y comparar la resolución



Generar el informe en una plantilla predeterminada o en una ya definida

Sólo para uso en investigación. Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Impreso en EE. UU., 29 de julio de 2016
5991-7239ES

Añada la cobertura de Restauración de métodos a su contrato Bronze, Silver o Gold. Visite www.agilent.com/crosslab