

SOYEZ RASSURÉS SERVICES DE RESTAURATION DE MÉTHODE

Agilent
CrossLab

From Insight to Outcome


Soyez certain que vos méthodes fonctionneront après une visite de réparation ou de maintenance

Restaurer vos propres méthodes après une visite de maintenance peut être inefficace et prendre beaucoup de temps. Avec les Services de restauration de méthode Agilent, vous pouvez rester confiant car vos méthodes actuelles fonctionneront correctement après une réparation ou une maintenance.

Lors de la restauration de méthode, nos ingénieurs :

- procèdent à une injection simple d'un étalon connu et défini pour le comparer aux résultats précédents,
- exécutent les étapes d'acquisition et de traitement des données de votre procédures de travail.

Vous pouvez ainsi être sûr que votre instrument et vos méthodes seront prêts à fonctionner immédiatement après sa visite.



Productif. Efficace. Rentable.

Le Support Applicatif Agilent peut vous aider à déployer avec confiance les dernières améliorations en matière de productivité et d'utilisation.

La qualité dans le détail : le processus de restauration de méthode



Injection de votre CQ connu ou d'un étalon Agilent



Contrôle du fonctionnement de votre méthode quantitative ou qualitative



Comparaison des temps de rétention avec l'échantillon de référence



Comparaison de la surface et/ou de la hauteur des pics avec l'échantillon de référence



Inspection visuelle de la forme de pic et comparaison de la résolution



Edition du rapport dans un modèle par défaut ou prédéfini

Utilisation en recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Imprimé aux États-Unis, le 29 juillet 2016
5991-7239FR

Ajoutez la couverture de restauration de méthode à vos contrats bronze, argent ou or : Consultez www.agilent.com/crosslab



Agilent Technologies