


# 完成更多工作， 体验 Cary WinUV 5.3

将 Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计  
升级到最新版 Cary WinUV



Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计是一款灵活、强大而可靠的紫外-可见分光光度计系统，对希望顺利完成工作的实验室而言是理想选择。通过升级到最新版 WinUV，提高 Cary 60 UV-Vis 的分析能力。

## Agilent Cary WinUV 软件

简单易用的 Agilent Cary WinUV 软件围绕使用 Agilent Cary 60 紫外可见分光光度计的常规分析人员需求而设计。

### Cary WinUV 5.3 中有哪些新内容？

- 支持 Microsoft Windows 11 操作系统
- 支持多达 10 个重复值和平均值，有助于根据 ICH Q2 (R1) 进行验证/确证
- 自动计算测量统计数据可简化方法开发
- 更新的“Cary Help”和“Cary Tutorial”模块加快了学习速度并简化了 Cary 60 UV-Vis 的操作

## Agilent Cary WinUV Pharma 软件

Cary WinUV Pharma 软件支持在监管环境下运行的制药实验室的要求：

- 安全数据存储和用户/访问权限管理
- 可以部署在独立工作站中，也可以部署在客户端/服务器配置中
- 数据存储安全的 Microsoft SQL Server Express 数据库中

### Cary WinUV Pharma 5.3 中有哪些新内容？

- 支持 Microsoft Windows 11 操作系统
- 可在包含 Microsoft 支持的情况下使用 Microsoft SQL Server Express 2022 数据库到 2028 年

## Agilent Cary WinUV 客户的 特惠折扣

体验此次限时优惠活动：

节省

最多

75%

软件更新，以及

45%

软件确认服务

如需了解关于中国专享升级优惠的更多信息，请联系您当地的安捷伦客户服务中心

[agilent.com/zh-cn/contact-us/page](http://agilent.com/zh-cn/contact-us/page)

DE68654329

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2023  
2023 年 11 月 8 日，中国出版  
5994-6905ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://www.agilent.com/chem/contactus-cn)

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

[LSCA-China\\_800@agilent.com](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价：

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)



**Agilent**

Trusted Answers