

10 年脉冲氙灯更换质保

Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计



安捷伦很荣幸地宣布，我们为 Cary 60 紫外-可见分光光度计的脉冲氙灯提供 10 年质保：



持久安心，多年可靠保障

可靠而强大的光源对于维持紫外-可见分光光度计的理想性能和操作至关重要。安捷伦率先将脉冲氙灯技术应用于紫外-可见分光光度计。加入我们，获得可靠的脉冲氙灯供应。我们在全球拥有超过 20000 名用户。欢迎您也成为其中一员，使用配备脉冲氙灯的 Cary 60 紫外-可见分光光度计，该仪器光源享有 **10 年保修服务***。

Cary 60 紫外-可见分光光度计： 为持久高效而生的可靠之选

Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计是一款准确且灵活的仪器，对希望顺利完成工作的实验室而言是理想选择。Cary 60 紫外-可见分光光度计具有远程采样选件，以其成熟的性能和低使用维护成本成为您实验室的理想之选。

* 该质保适用于从安捷伦或合作伙伴处购买的 Cary 60 紫外-可见分光光度计

助您完成工作并实现可持续发展目标

Cary 60 紫外-可见分光光度计获得了由 My Green Lab 认证的 ACT（归责性、一致性和透明度）标签。氙灯有助于实验室减少对环境的影响：

- **降低能耗：**氙灯只在读数时闪烁，无需预热
- **减少有害废弃物的产生：**10 年灯质保可大大减少灯的频繁处置和更换
- 这是一种耐用且维护成本非常低的仪器



ACT 标签提供了关于产品及其包装的生产、使用和处置对环境造成影响的信息。

使用寿命就是金钱

Cary 60 紫外-可见分光光度计配备脉冲氙灯，无需仪器预热时间，从而降低了能耗并延长了仪器的正常运行时间。不同于氙灯等需要每年更换的传统灯，Cary 60 紫外-可见分光光度计拥有业界出众的 10 年灯质保，可大大减少：

- 频繁且成本高昂的灯更换
- 有害废弃物处置
- 仪器停机时间
- 更换灯后的重新确认成本
- 使用维护成本


试用我们的计算器，了解您总共可节省多少成本

根据实验室使用情况选择相应的数值：

每年灯的
更换次数

每次更换灯造成的
停机时间（周）

借助配备脉冲氙灯的 Cary 60 紫外-可见分光光度计，实验室可以节省：



假设氙灯和钨灯的更换成本为每组 1400 美元，每次灯组更换的重新确认成本为 3100 美元，每天的预热时间为 30 分钟，每年 240 个工作日。所有金额均以美元为单位。



如需深入了解提供 10 年氙灯质保的 Agilent Cary 60 紫外-可见分光光度计，请访问以下链接：

[Cary 60 紫外-可见分光光度计](#)

[Cary WinUV 软件](#)

[Cary 60 紫外-可见分光光度计 — 氙灯的优势](#)

[用于紫外-可见和荧光仪器的脉冲氙灯](#)

[紫外-可见分光光度计使用与应用](#)

[紫外-可见光谱法与分光光度计常见问题解答](#)

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

DE-001365

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2024

2024 年 11 月 1 日，中国出版

5994-7844ZHCN