




安捷伦 Seahorse XF 3D 线粒体压力测试试剂盒

用于 3D 模型线粒体功能的全面分析

安捷伦 Seahorse XF 3D 线粒体压力测试试剂盒提供：

- 针对 3D 模型定制的试剂量
- 大瓶身与螺旋盖设计，便于配制即溶化合物溶液
- 经优化的实验方案，可减少实验失误，降低实验失败带来的成本
- 室温储存



Seahorse XF 3D 线粒体压力测试试剂盒可测定用于评估 3D 样品线粒体功能的各项关键参数。

测量线粒体功能的金标准检测

线粒体功能检测是了解细胞激活、增殖、分化和功能障碍的关键。Seahorse 线粒体压力测试可全面分析线粒体功能，揭示仅靠基础代谢测定无法获得的关键洞见。该检测被公认为代谢评估的金标准，已有数千篇文献引用，推动了细胞代谢研究的发展，并揭示了代谢在细胞生理学、疾病病理学和病因学中的作用。

3D 样品代谢的全面视图

安捷伦 Seahorse XF 3D 线粒体压力测试试剂盒含有更高浓度的化合物，支持在先进的 3D 模型系统中进行线粒体功能分析。现在您可以在更贴近生理状态的复杂模型系统（如组织和类器官）中可靠地定量生物能量代谢，并识别线粒体功能障碍。

产品信息

每个 Seahorse XF 3D 线粒体压力测试试剂盒包含 6 份试剂包。每个试剂包包含寡霉素 A、FCCP 和鱼藤酮/抗霉素 A 各一瓶，足够进行一次完整的 24 孔板检测。

产品描述	货号
Seahorse XF 3D 线粒体压力测试试剂盒	103016-100
相关产品	
Seahorse XF Flex 分析仪	S7851
Seahorse XF Flex 3D 捕获 FluxPak-L	103864-100

了解更多信息

www.agilent.com/lifesciences/discoverXFkits

DE-005533

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2025
2025 年 4 月 15 日，中国出版
5994-8251ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278（手机用户）

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

 **Agilent**
Trusted Answers