



ICP-MS 热门推荐备件

同心玻璃雾化器 (MicroMist)

- 为痕量分析提供出色的雾化效率，并能有效避免堵塞
- 推荐用于大多数样品类型的常规分析

G3266-80004 带 UniFit 样品接头的 MicroMist 雾化器，适用于配备 x 透镜的安捷伦 ICP-MS

G3266-80005 带 UniFit 样品接头和螺纹直接连接气体管线的 MicroMist 雾化器，适用于配备 x 透镜的 Agilent 8900 ICP-MS

G3266-80020 雾化室清洗器，用于玻璃同心雾化器

易安装蠕动泵管线

- 预先切割的合适长度，无需根据应用手动切割管线
- 扩口端轻松实现安全连接（用于内径 < 1.0 mm 管线）
- 低浓度可浸出金属能够尽可能降低背景信号
- PVC Solvaflex 管线用于高浓度酸时使用寿命更长，且与有机溶剂兼容

5005-0020 易安装 PVC 蠕动泵管线，2 节白色/白色接头用于样品提升，12 件/包

5005-0022 易安装弹性体蠕动泵管线，3 节黄色/蓝色接头用于雾化室排废，12 件/包

5005-0021 易安装 PVC 蠕动泵管线，2 节橙色/蓝色接头用于内标，12 件/包



采样锥和截取锥

- 高品质采样锥对于保证 ICP-MS 的灵敏度和稳定性至关重要
- 安捷伦接口锥使用高纯度材料，可大大减小背景并确保等离子体稳定性
- 孔口尺寸和尖端几何形状经过优化，并受到严格控制

5067-0294 接口锥维护包，包括 2 件镍尖铜基座采样锥，用于安捷伦 ICP-MS

5067-0295 接口锥维护包，包括 2 件镍尖镀镍铜基座采样锥，用于安捷伦 ICP-MS

一体式石英炬管

- 一体式设计提供了出色的等离子体稳定性和易用性
- 大内径 2.5 mm 中心管可大幅提高稳定性并降低基质干扰

G3280-80053 一体式石英炬管，2.5 mm 内径中心管，大多数日常应用的标准配置

DE06915358

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2023
2023 年 3 月 19 日，中国出版
5994-5858ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn



了解基本仪器备件清单中的完整推荐备件