



MP-AES 热门推荐备件

一体式易安装炬管

- 一体式设计提供了出色的等离子体稳定性和易用性
- 1.2 mm 内径中心管和球形接头基座可确保轻松设置
- 即插即用式设计可自动定位炬管并连接气体, 从而实现快速启动并获得良好的重复性

G8003-70000 炬管, 易安装, 用于 Agilent 4200/4210 MP-AES

波长校准标样

- 校准并验证您的系统是否具有出色的运行性能
- 无需进一步稀释即可使用
- 具有 NIST 可追溯性的保证, 可实现有价值、准确、可靠的校准

6610030100 瓶装, ICP-OES 波长校准溶液, 500 mL



Agilent OneNeb 第二代雾化器

- 可为 MP-AES 仪器提供卓越的性能
- 采用分散流雾化技术, 可提高灵敏度和对溶解态固体的耐受性
- 惰性结构使其稳定并与大多数样品兼容, 包括氢氟酸

G8010-60293 OneNeb 第二代惰性同心雾化器

蠕动泵管线

- 标准 PVC 管线适用于大多数水相/酸性样品
- 其他材料的管线也可与高浓度酸和有机溶剂兼容
- 管线应定期更换 (每 1-2 周)

3710068100 蠕动泵管, PVC Solva Flex, 橙色/绿色接头, 扩口端, 15/包 或

3710067900 蠕动泵管, PVC Solva Flex, 蓝色/蓝色, 15/包

DE07125512

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2023
2023 年 3 月 19 日, 中国出版
5994-5857ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn



了解基本仪器备件清单中的完整推荐备件