

及时升级，做好准备

避免干扰实验室运行：无缝升级您的老旧
Agilent Cary 100、300、8453 或 8454
紫外-可见分光光度计



利用先进的技术及时更新您的实验室，并减少实验室的环境影响

Cary 3500 紫外-可见分光光度计可同时测量最多 7 个样品，给您的实验带来更多可能。这款仪器经过独立审计，在整个产品生命周期内的环境影响已经获得 My Green Lab 的归责性、一致性、透明度 (ACT) 标签。



脉冲氙灯，享有 10 年质保

- 降低更换灯的频率和成本
- 无需日常预热
- 得益于仪器的抗室光干扰能力，能够在样品室盖打开的情况下测量样品

采用模块化设计，可支持您的需求

- 可扩展：可通过添加模块来扩展实验室分析能力
- 灵活：各模块为多种样品类型提供了先进的分析工具
- 高性价比：根据您的应用需求和预算构建 UV-Vis 解决方案

Agilent Cary UV Workstation — 直观、安全的软件解决方案

- 适用于不同应用的直观软件
- 50+ 个内置和可定制计算功能
- 符合 FDA 21 CFR Part 11、欧盟附录 11 要求的软件套装

享受四大促销优惠*

- 1 全新 Cary 3500 紫外-可见分光光度计可享**四折优惠**
- 2 仪器确认软件服务可享**五五折优惠**
- 3 购买 2 年增强型延保服务时可享受**五折优惠**
- 4 以灵活购买计划信用值形式享受**订单折扣****

如需了解关于中国专享优惠的更多信息，请联系您当地的安捷伦客户服务中心

[agilent.com/en/contact-us/page](https://www.agilent.com/en/contact-us/page)

* 仅适用于中国现有的 Agilent Cary 100、300、8453 和 8454 客户

** 仅适用于 10000 美元（净额）或以上的订单。获得的信用值为促销产品净值的 2%

DE16287997

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2024
2024 年 3 月 20 日，中国出版
5994-7171ZHCN