

As conexões de GC corretas fazem toda a diferença


Jets do FID/NPD Agilent recentemente aprimorados



Procurando simplificar a manutenção do seu instrumento de GC?

A substituição dos jets do detector pode ser um procedimento irritante e também pode levar a perdas na cromatografia. Agora, nossos jets do detector possuem um novo design que facilitam a instalação, ao mesmo tempo que eliminam a possibilidade de danos ao produto. Eles trazem tranquilidade para analistas e técnicos de instrumentos com:

- Instalação de coluna sem complicações. Uma cauda do jet mais curta e uma abertura mais ampla, eliminando a possibilidade de danos na inserção. Além disso, você não precisa mais reinstalar as colunas durante a substituição do jet. Basta remover o jet antigo, posicionar o novo jet e rosqueá-lo, e estará novamente em funcionamento.
- Troca de coluna simplificada. Os designs atuais dos jets industriais exigem várias peças para uso com diferentes tipos de colunas. Nossos novos jets são compatíveis com colunas empacotadas e capilares.
- Propriedades mecânicas reforçadas. Um design aprimorado torna nossos jets imunes a danos de instalação, como alongamento do pescoço e desgaste da linha, que podem distorcer os resultados cromatográficos.
- Compatibilidade completa. Independente se você usa um Intuvo, nosso novo 8890 ou até mesmo um 5890, esses jets funcionam com todos os sistemas de GC Agilent.



Identificação simplificada na cabeça do jet

Os anéis gravados ao redor da cabeça do jet ajudam a identificar fácil e rapidamente o tamanho do orifício.

Obtenha mais detalhes
www.agilent.com/chem/gcsupplies-detectors

Encontre seu representante de vendas local da Agilent ou distribuidor autorizado Agilent em www.agilent.com/chem/contactus

DE.3408564815

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Publicado nos EUA, 19 de abril de 2021
5994-1766PTBR