


# 기간 한정 업그레이드 혜택

## 21 CFR 파트 11 규제 준수를 위한 ICP-MS MassHunter Workstation Plus



### 지금 이용 가능

Agilent ICP-MS MassHunter Workstation Plus(G7216AA)가 출시되었습니다. ICP-MS를 위한 이 독립형 규제 준수 시스템은 단일 PC에서 작동하며 FDA 21 CFR 파트 11, EU 부록 11 및 이와 유사한 다른 국가의 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 비용 효율적인 규제 준수를 원하는 실험실에 완벽한 솔루션입니다.

### Workstation Plus와 SDA의 차이점은 무엇인가요?

Agilent ICP-MS MassHunter Workstation Plus는 ICP-MS용 Spectroscopy Database Administrator(SDA)의 뒤를 잇는 솔루션으로, SDA는 2027년에 지원이 종료됩니다. 이 솔루션은 기존 ICP-MS용 SDA에 비해 여러 가지 중요한 장점을 제공합니다. 오른쪽 표는 데이터 무결성에 대한 기능을 비교한 내용입니다.

### 기간 한정 업그레이드 혜택

현재 ICP-MS용 SDA를 새로운 Agilent ICP-MS MassHunter Workstation Plus로 업그레이드하려는 경우, 기간 한정 업그레이드 혜택을 이용하실 수 있습니다.

### 원활한 전환

애질런트는 분석 중단을 최소화하면서 ICP-MS용 SDA에서 ICP-MS MassHunter Workstation Plus로 업그레이드하는 데 도움이 되는 마이그레이션 도구와 서비스를 제공합니다. 이를 통해 SDA의 기존 데이터를 마이그레이션하는 동안에도 실험실에서 MassHunter Workstation Plus를 사용하여 작업을 계속할 수 있습니다.

자세한 내용은 [현지 애질런트 부서/대리점에](#) 문의하세요.

ICP-MS MassHunter Workstation Plus에 대한 자세한 내용은 백서 "[21 CFR 파트 11 및 부록 11 규제 준수 지원: ICP-MS MassHunter Workstation Plus 소프트웨어](#)"를 참조하세요.

표 1. ICP-MS용 SDA와 ICP-MS MassHunter Workstation Plus의 기능 비교.

	ICP-MS용 Spectroscopy Database Administrator (SDA)	ICP-MS MassHunter Workstation Plus
감사 추적	●	●
시스템 활동 로그	●	●
액세스 제어	●	●
MassHunter의 전자 서명		●
결과 잠금		●
프로젝트 관리 (구성 및 데이터 그룹화)		●
안전한 데이터 저장	●	●
데이터 무결성 검사 (체크섬 검증)	●	●
개정 버전 관리	●	●
과거 개정 버전에 대한 접근		●
용량	데이터베이스당 10GB	제한 없음
데이터 백업 위치	로컬	로컬 또는 Windows 공유
Windows 11에서 지원됨		●

DE-002493

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2024  
2024년 12월 18일, 한국에서 발행  
5994-7956KO

한국애질런트테크놀로지스(주)  
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,  
DF타워 9층, 06621  
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)  
팩스: 82-2-3452-2451  
이메일: korea-inquiry\_lsca@agilent.com