



# Agilent SPS 4 자동 시료 주입기

전문성. 견고성. 생산성.

## 애질런트 고유의 디자인과 호환성

- 4개의 시료 랙 용량은 최대 360개의 시료 처리
- 가볍고 견고하며 부식을 방지하는 파우더 코팅 알루미늄 프레임
- 90-, 60-, 40-, 24- 및 21-위치 랙을 포함하여 여러 종류의 비금속 시료 랙과 호환 ICP-OES 및 ICP-MS에는 96-well microtiter plate 랙 사용 가능
- 중앙에 배치된 표준 랙과 린스 포트가 빠른 접근과 최대 처리량 실현
- 모든 응용 분야에 적합한 폭넓은 탄소섬유 강화 프로브 및 튜빙 옵션
- AAS, MP-AES, ICP-OES 및 ICP-MS를 위한 애질런트 기기 제어 소프트웨어와 통합

- 크기:

폭: 60cm(23.6인치)  
 깊이: 36.3cm(14.3인치)  
 높이: 51cm(20.1인치)  
 무게: 15kg(33.1파운드)

\* 커버 키트 장착 시 치수는 동일합니다.

## 벤치에 쉽게 배치되는 작은 크기에서 높은 처리량

Agilent SPS 4는 작은 크기에 현대적인 산업 디자인과 견고한 구조 및 뛰어난 성능을 결합하여 애질런트 원자 분광기(ICP-MS, ICP-OES, MP-AES 및 FAAS 포함)를 보완합니다. 4개의 시료 랙 용량으로 빠르고 안정적인 오토 샘플링이 필요한 일상적 실험실을 위해 제작되었으며 작고 조용하고 사용하기 쉬우며 가격도 경제적입니다. 환경 친화적인 통합 인클로저 옵션을 갖춘 SPS 4는 시료 무결성을 보존하고 실험실을 유해한 증기로부터 보호합니다.

## 자동화 및 정밀도를 염두에 둔 설계

Agilent ADS 2 자동 희석기와 완벽하게 통합되도록 설계된 SPS 4는 고급 자동화를 구현하여 시료 전처리를 간소화하고 생산성을 높여줍니다. 견고한 이중 기동 갠트리 설계로 정밀하고 빠르며 부식에 강한 성능을 발휘하므로 까다로운 환경에서도 안정적인 솔루션을 제공합니다.



DE-010726

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2025  
 2025년 11월 26일, 한국에서 발행  
 5994-8795KO

한국애질런트테크놀로지스(주)  
 대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,  
 DF타워 9층, 06621  
 전화: 82-80-004-5090(고객지원센터)  
 팩스: 82-2-3452-2451  
 이메일: korea-inquiry\_lsca@agilent.com

추가 정보:

[www.agilent.com/chem/sps4-autosampler](http://www.agilent.com/chem/sps4-autosampler)

