



ICP-OES 热门推荐备件

易安装完全可拆卸式炬管

- 即插即用式设计可自动定位炬管并连接气体，从而实现快速启动并获得良好的重复性
- 弹性垂直炬管设计确保您能以理想性能实现对复杂样品的稳定测量，清洁需求更少，停机时间更短
- 可拆卸中心管可在清洁或切换应用时提供快速切换

G8020-68005 完全可拆卸式易安装炬管，带 1.8 mm 内径石英中心管

波长校准标样

- 校准并验证您的 ICP 是否具有出色的运行性能
- 无需进一步稀释即可使用
- 具有 NIST 可追溯性的保证，可实现有价值、准确、可靠的校准

6610030100 瓶装，ICP-OES 波长校准溶液；500 mL



同心玻璃雾化器 (SeaSpray)

- 为痕量分析提供出色的雾化效率，并能有效避免堵塞
- 推荐用于 TDS 高达 20% 的大多数样品类型的常规分析

G8010-60255 用于 5000 系列 ICP-OES 的 SeaSpray 同心玻璃雾化器

G3266-80020 雾化室清洗器，用于玻璃同心雾化器

蠕动泵管线

- 标准 PVC 管线适用于大多数水相/酸性样品
- 其他材料的管线也可与高浓度酸和有机溶剂兼容
- 内标工具包方便地提供所有组分，可在线添加内标
- 管线应定期更换（每 1-2 周）

3710034400 蠕动泵管线，PVC，白色/白色，12/包

3710034600 蠕动泵管线，PVC，蓝色/蓝色，12/包

9910124100 ICP 内标工具包，2 号，带橙色/白色 PVC 蠕动泵管线

DE03080444

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2023
2023 年 3 月 19 日，中国出版
5994-5860ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn



了解基本仪器备件清单中的完整推荐备件