



# G1888A ネットワーク ヘッドスペースサンプリング部品 クイックリファレンスガイド

## アジレント分析機器用部品と消耗品

アジレント・テクノロジーは、お客様のラボの生産性を高めるために、さまざまな努力を続けています。その一つに、アジレント機器の性能を最大限に引き出す消耗品の製造と提供があります。アジレントの高性能な消耗品により、常に一貫性の高い結果と最高の機器性能が手に入ります。

消耗品の注文の際にお使いいただける、使用頻度の高い消耗品と部品のリストをまとめました。

必要な消耗品、ストックしておきたい消耗品にチェックをご記入ください。部品のご注文の際は、アジレントの営業担当、または最寄りの販売代理店までお申し付けください。ご注文の際には、このリストをご利用いただくと便利です。

説明	部品番号	推奨数量	注文
<b>バイアルとニードル</b>			
ヘッドスペーススクリュウバイアル、20 mL、透明、23 x 75 mm、100 個	5188-2753	1	<input type="checkbox"/>
ヘッドスペーススクリュウバイアル、10 mL、透明、23 x 46 mm、100 個	5188-5392	1	<input type="checkbox"/>
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプトム付き、100 個	5188-2759	1	<input type="checkbox"/>
ニードル、トランスファライン用、0.5mm 外径、オンカラム用、不活性処理	2322590004	1	<input type="checkbox"/>
ニードル、トランスファライン用、0.7mm 外径、不活性処理、G1888A 標準	2322590005	1	<input type="checkbox"/>
<b>フィッティング</b>			
ユニオン、ゼロデッドボリューム、不活性処理	2307230001	1	<input type="checkbox"/>
バルクヘッドフィッティング、ステンレス	2307833901	1	<input type="checkbox"/>
ユニオン、M6、真鍮	2302533140	1	<input type="checkbox"/>
ティ、真鍮	2304533140	1	<input type="checkbox"/>
ユニオン、M5、真鍮	2302532140	1	<input type="checkbox"/>
<b>バルブ</b>			
フローリストリクタ	2321390008	1	<input type="checkbox"/>
ソレノイドバルブ、ベント用、Kalrez	3600500001	1	<input type="checkbox"/>
ソレノイドバルブ、バイアル加圧用	3600500002	1	<input type="checkbox"/>
ノブ付き圧カレギュレータ	0410105007	1	<input type="checkbox"/>
ノブ付きフローコントローラ	0410105010	1	<input type="checkbox"/>



Agilent Technologies

説明	部品番号	推奨数量	注文
<b>チューブとトランスファライン</b>			
ストreinリリースセブタムナット	301-205-HSP	1	<input type="checkbox"/>
サンプルプローブ、不活性処理	2322700011	1	<input type="checkbox"/>
サンプルループ、3mL、不活性処理	2321700004	1	<input type="checkbox"/>
チューブ、6ポートバルブプローブ間、不活性処理	1300502506	1	<input type="checkbox"/>
チューブ、ソレノイドー6ポートバルブ間、不活性処理	0410105017	1	<input type="checkbox"/>
チューブ、ベント、不活性処理	1300530001	1	<input type="checkbox"/>
チューブ、ティーPCA間	1300530010	1	<input type="checkbox"/>
<b>修理、リークテスト、00/PV 部品</b>			
トランスファライン、不活性処理、80cm	0410103101	1	<input type="checkbox"/>
トレイチェーンリンク修理キット	0410205001	1	<input type="checkbox"/>
ヘッドスペースリーク試験キット	G1888-60701	1	<input type="checkbox"/>
00/PV用ヘッドスペース試料	5182-9733	1	<input type="checkbox"/>

### アジレントのカラムと消耗品は、お客様が求める結果を得るためのパートナーです。

アジレントのカラムと消耗品を用いてシステム全体を最適化することで、クロマトグラフィー結果の信頼性をさらに高めることができます。広範囲に及ぶカラム、消耗品、キット、アクセサリなどは、ISO 9001 認証の品質システムの下で、アジレントの厳格な仕様に従って設計、製造、検査されています。純正消耗品で、高品質な分析結果を手に入れてください。

アジレントのカラムと消耗品のリストは、ホームページ [www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp) をご覧ください。

アジレントは、本資料に誤りが発見された場合、また、本資料の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切免責とさせていただきます。本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

© Agilent Technologies, Inc. 2007  
Printed in Japan February 5, 2008  
5989-6722JAJP