



7890A/6890 ガスクロマトグラフ消耗品 クイックリファレンスガイド

アジレント分析機器用部品と消耗品

アジレント・テクノロジーは、お客様のラボの生産性を高めるために、さまざまな努力を続けています。その一つに、アジレント機器の性能を最大限に引き出す消耗品の製造と提供があります。アジレントの高性能な消耗品により、常に一貫性の高い結果と最高の機器性能が手に入ります。

必要な消耗品、ストックしておきたい消耗品にチェックをご記入ください。部品のご注文の際は、アジレントの営業担当、または最寄りの販売代理店までお申し付けください。ご注文の際には、このリストをご利用いただくと便利です。

消耗品の注文の際にお使いいただける、使用頻度の高い消耗品と部品のリストをまとめました。

説明	部品番号	推奨数量	注文
カラム据付用消耗品			
汎用カラムナット	5181-8830	3	<input type="checkbox"/>
フェラル, 10 個			
	フェラル内径 (mm)	カラム内径 (mm)	
グラファイト	0.5	0.1, 0.2, 0.25, 0.32	5080-8853 2 <input type="checkbox"/>
グラファイト	1.0	0.53	5080-8773 2 <input type="checkbox"/>
Vespel/グラファイト	0.4	0.1, 0.2, 0.25	5181-3323 2 <input type="checkbox"/>
Vespel/グラファイト	0.5	0.32	5062-3514 2 <input type="checkbox"/>
Vespel/グラファイト	0.8	0.45, 0.53	5062-3512 2 <input type="checkbox"/>
カラムフェラル取付ツール	19251-80680	1	<input type="checkbox"/>
ダイヤモンドチップ付ペンシル型カラムカッター	420-1000	1	<input type="checkbox"/>
注入口セプタム			
11mm ノンスティック BTO セプタム, 50 個	5183-4757	1	<input type="checkbox"/>
11 mm アドバンスドグリーンセプタム, 50 個	5183-4759	1	<input type="checkbox"/>
11 mm ロングライフセプタム, 50 個	5183-4761	1	<input type="checkbox"/>
5 mm 穴あきセプタム, 25 個	5181-1260	1	<input type="checkbox"/>
5 mm ロングライフセプタム, 50 個	5183-4762	1	<input type="checkbox"/>
高耐圧Merlin マイクロシールスタータキット (100psi まで)	5182-3442	1	<input type="checkbox"/>
Merlin マイクロシール高耐圧セプタム, 交換用	5182-3444	1	<input type="checkbox"/>
スプリット/スプリットレス注入口部品			
スプリットライナ、ストレート、ガラスウール入り、不活性処理なし、1本	19251-60540	5	<input type="checkbox"/>
スプリットレスライナ、シングルテーパ、不活性処理、4 mm 内径	5181-3316	5	<input type="checkbox"/>
スプリットレスライナ、シングルテーパ、ガラスウール入り、不活性処理、1本	5062-3587	5	<input type="checkbox"/>
スプリットライナ、シングルテーパ、低圧力損失、ガラスウール入り	5183-4647	5	<input type="checkbox"/>
O-リング、ノンスティックフルオロカーボン製、10 個	5188-5365	2	<input type="checkbox"/>
O-リング、フリップトップ用ノンスティックフルオロカーボン製、10 個、6890 専用	5188-5366	2	<input type="checkbox"/>
金メッキシールキット	5188-5367	2	<input type="checkbox"/>

説明	部品番号	推奨数量	注文
クールオンカラム注入口部品			
320 mmアセンブリ用セプタムナットベース	19245-80521	1	<input type="checkbox"/>
530 mmアセンブリ用セプタムナットベース	G1545-80520	1	<input type="checkbox"/>
スプリング	19245-60760	1	<input type="checkbox"/>
インサート			
200 µm カラム用, 1 本リング	19245-20510	5	<input type="checkbox"/>
250 µm カラム用, 6 本リング	19245-20515	5	<input type="checkbox"/>
320 µm カラム用, 5 本リング	19245-20525	5	<input type="checkbox"/>
キャピラリカラム用インサート (530 µmカラム用)	19245-20580	5	<input type="checkbox"/>
パックドカラム注入口部品			
O-リング、バイトン、12 個	5080-8898	1	<input type="checkbox"/>
フェラル、1/4"、ベスペル	5080-8774	2	<input type="checkbox"/>
ナット、1/4"、真鍮製、10個	5180-4105	1	<input type="checkbox"/>
使い捨てガラスライナ、170µL、未処理	5080-8732	1	<input type="checkbox"/>
水素炎イオン化検出器 (FID) 部品			
イグナイタ、グロープラグアセンブリ、1本	19231-60680	1	<input type="checkbox"/>
プラグナット、指締め式 (盲栓)	5020-8294	1	<input type="checkbox"/>
FID コレクタアセンブリ	G1531-60690	1	<input type="checkbox"/>
フラップシャフトアセンブリ	G1530-80560	1	<input type="checkbox"/>
高温用ジェット、SIMDIS 0.018" 口径	G1531-80620	1	<input type="checkbox"/>
ジェット、キャピラリカラム用、標準、0.011" 口径	19244-80560	1	<input type="checkbox"/>
ジェット、パックド用標準、0.018"口径	18710-20119	1	<input type="checkbox"/>
FID 流量測定用アダプタ	19301-60660	1	<input type="checkbox"/>
FID クリーニングキット	9301-0985	1	<input type="checkbox"/>
窒素リン検出器 (NPD) 部品			
NPD 白色セラミックビードアセンブリ	G1534-60570	2	<input type="checkbox"/>
NPD セラミックビードアセンブリ、黒色	5183-2007	2	<input type="checkbox"/>
ジェット、0.011"/0.29 mm 口径、キャピラリ専用	G1531-80560	1	<input type="checkbox"/>
ジェット、キャピラリカラム用、標準、0.011" 口径	19244-80560	1	<input type="checkbox"/>
FID と NPD アダプタ			
FID/NPD用アダプタ、キャピラリカラム用	19244-80610	1	<input type="checkbox"/>
フェラル、1/4"、ベスペル	5080-8774	2	<input type="checkbox"/>
530 µm、内径 1.0 mm グラファイトフェラル	5080-8773	2	<input type="checkbox"/>
320 µm、内径 0.5 mm グラファイトフェラル	5080-8853	2	<input type="checkbox"/>
ナット、1/4"、真鍮製	5180-4105	1	<input type="checkbox"/>
熱伝導検出器 (TCD) 部品			
TCD キャピラリカラムアダプタ	G1532-80540	1	<input type="checkbox"/>
電子捕獲検出器 (ECD) 部品			
マイクロ ECD ワイプテストキット	18713-60050	1	<input type="checkbox"/>

説明	部品番号	推奨数量	注文
工具			
GCインストールキット、ガスピュリファイア付（ツール付属せず）	19199N	1	□
GCインストールキット、ツール付（ガスピュリファイア付属せず）	19199M	1	□
工具キット	5180-4162	1	□
注入口クリーニングキット	480-0003	1	□
ガス管理消耗品			
CGA 580、最大 125 psig (0.86 MPa)、He、Ar、N ₂	5183-4644	1	□
OT3トラップ	OT3-2	1	□
S型炭化水素トラップ、1/8"フィッティング	5060-9096	1	□
S型水分トラップ、コンディショニング済、1/8"フィッティング	5060-9084	1	□
Deans スイッチ、QuickSwap、キャピラリー・フロー・テクノロジー			
Ultimate ユニオンキット、不活性処理	G3182-61580	1	□
内部ナット	G2855-20530	1	□
固定ナット	G2855-20555	1	□
カラムストレージフィッティング	G2855-20590	2	□
フューズドシリカ、不活性処理, 0.15mm x 1m	160-2625-1	1	□
フューズドシリカ、不活性処理, 0.15mm x 5m	160-2625-5	1	□
フューズドシリカ、不活性処理, 0.15 mm x 10 m	160-2625-10	1	□
SilTiteメタルフェラル、0.10-0.25mm内径キャピラリーカラム用	5188-5361	2	□
SilTiteメタルフェラル、0.32mm内径キャピラリーカラム用	5188-5362	2	□
SilTiteメタルフェラル、0.53 mm内径キャピラリーカラム用	5188-5363	2	□

アジレントのカラムと消耗品は、お客様が求める結果を得るためのパートナーです。

アジレントのカラムと消耗品を用いてシステム全体を最適化することで、クロマトグラフィー結果の信頼性をさらに高めることができます。広範囲に及ぶカラム、消耗品、キット、アクセサリなどは、ISO 9001 認証の品質システムの下で、アジレントの厳格な仕様に従って設計、製造、検査されています。純正消耗品で、高品質な分析結果を手に入れてください。

アジレントのカラムと消耗品のリストは、ホームページ www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

アジレントは、本資料に誤りが発見された場合、また、本資料の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切免責とさせていただきます。本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

© Agilent Technologies, Inc. 2007
Printed in Japan June 4, 2007
5989-6724JAJP