



7500 ICP-MS 部品 クイックリファレンスガイド

アジレント分析機器用部品と消耗品

アジレント・テクノロジーは、お客様のラボの生産性を高めるために、さまざまな努力を続けています。その一つに、アジレント機器の性能を最大限に引き出す消耗品の製造と提供があります。アジレントの高性能な消耗品により、常に一貫性の高い結果と最高の機器性能が手に入ります。

消耗品の注文の際にお使いいただける、使用頻度の高い消耗品と部品のリストをまとめました。

必要な消耗品、ストックしておきたい消耗品にチェックをご記入ください。部品のご注文の際は、アジレントの営業担当、または最寄りの販売代理店までお申し付けください。ご注文の際には、このリストをご利用いただくと便利です。

説明	部品番号	推奨数量	注文
一般消耗品			
ロータリポンプオイル、4 L	6040-0798	1	<input type="checkbox"/>
ロータリポンプオイル、1 L	6040-0834	2	<input type="checkbox"/>
冷却水用フィルタ	G1820-65018	1	<input type="checkbox"/>
研磨フィルムキット	G1833-65404	1	<input type="checkbox"/>
エレクトロンマルチプライア (ETP)	5184-1983	1	<input type="checkbox"/>
エレクトロンマルチプライア (HPK)	G1833-65575	1	<input type="checkbox"/>
スキマベース用ネジ	G1820-65435	1	<input type="checkbox"/>
綿棒、円錐形、両端に綿球付、100 個	9300-2574	1	<input type="checkbox"/>
7500a/i/s			
引出電極 1	G1833-65417	1	<input type="checkbox"/>
引出電極 2	G1833-65413	1	<input type="checkbox"/>
引出電極用ネジキット	G1833-65024	1	<input type="checkbox"/>
オメガレンズアセンブリ	G1833-65418	1	<input type="checkbox"/>
オメガレンズ用ネジキット	G1833-65025	1	<input type="checkbox"/>
ニッケル製スキマ用ステンレスベース	G1833-65407	1	<input type="checkbox"/>
白金スキマ用真鍮ベース	G1833-65408	1	<input type="checkbox"/>
7500c			
引出電極	G1833-65499	1	<input type="checkbox"/>
アインツェルレンズ 1	G1833-65500	1	<input type="checkbox"/>
アインツェルレンズ 2	G1833-65501	1	<input type="checkbox"/>
アインツェルレンズ 3	G1833-65502	1	<input type="checkbox"/>
オクタポール	G1833-65094	1	<input type="checkbox"/>
オクタポールアセンブリ (セル入口/出口を含む、0-リングなし)	G1833-65503	1	<input type="checkbox"/>
アインツェル引出電極用ネジとスペーサキット	G1833-65578	1	<input type="checkbox"/>
リアクションセル用ネジキット	G1833-65088	1	<input type="checkbox"/>



説明	部品番号	推奨数量	注文
7500ce/cx			
引出電極 1	G3270-65028	1	<input type="checkbox"/>
引出電極 2	G3270-65029	1	<input type="checkbox"/>
オメガレンズ	G3270-65030	1	<input type="checkbox"/>
オメガバイアスレンズ	G3270-65031	1	<input type="checkbox"/>
オクタポールアセンブリ (セルフォーカス、セル入口/出口、および四重極フォーカスを含む)	G1833-65134	1	<input type="checkbox"/>
ネジとスペーサキット オメガレンズ引出用	G3270-60639	1	<input type="checkbox"/>
リアクションセル用ネジとスペーサキット	G1833-65138	1	<input type="checkbox"/>
7500cs			
引出電極 1	G1833-65592	1	<input type="checkbox"/>
引出電極 2	G1833-65593	1	<input type="checkbox"/>
オメガバイアスレンズ	G1833-65594	1	<input type="checkbox"/>
オメガレンズ	G1833-65595	1	<input type="checkbox"/>
オクタポールアセンブリ (セルフォーカス、セル入口/出口、および四重極フォーカスを含む)	G1833-65134	1	<input type="checkbox"/>
引出電極オメガレンズ用ネジとスペーサキット	G1833-65125	1	<input type="checkbox"/>
リアクションセル用ネジとスペーサキット	G1833-65138	1	<input type="checkbox"/>
インタフェース消耗品			
サンプリングコーン用 O-リング、バイトン	G1820-65025	2	<input type="checkbox"/>
ニッケル製サンプリングコーン	G1820-65238	1	<input type="checkbox"/>
白金製サンプリングコーン、10 mm インサート	G1820-65239	1	<input type="checkbox"/>
白金製サンプリングコーン、18 mm インサート	G1820-65360	1	<input type="checkbox"/>
ニッケル製スキマコーン	G1820-65050	1	<input type="checkbox"/>
白金製スキマコーン	G1820-65237	1	<input type="checkbox"/>
サンプリングコーン用インタフェースレンチ	G1833-65405	1	<input type="checkbox"/>
スキマコーン取り外し用インタフェースレンチ	G1833-65079	1	<input type="checkbox"/>
トーチ消耗品			
トーチ、石英製 内径 2.5 mm	G1833-65423	2	<input type="checkbox"/>
トーチ、石英製 内径 1.5 mm、テーパタイプ	G1833-65424	1	<input type="checkbox"/>
ボンネット (シールドトーチ用石英製リング)	G1833-65421	2	<input type="checkbox"/>
シールドプレート、長寿命型	G1833-65419	1	<input type="checkbox"/>
誘導コイル	G1833-65432	1	<input type="checkbox"/>
耐フッ酸導入トーチ外管、石英製、インジェクタなし	G1833-65422	1	<input type="checkbox"/>
耐フッ酸導入トーチ用白金インジェクタ 内径 1.5 mm	G1833-65416	1	<input type="checkbox"/>
耐フッ酸導入トーチ用サファイヤインジェクタ 内径 2.0 mm	G1833-65410	1	<input type="checkbox"/>
プラズマと補助ガスラインチューブ 2 本入 内径 3.17 mm、外径 6.35 mm、35 cm (プラズマ) 内径 2.38 mm、外径 3.96 mm、35 cm (aux)	G3270-65021	1	<input type="checkbox"/>
プラズマ/補助ガスライン用 L 型コネクタ、PTFE	G1820-65027	1	<input type="checkbox"/>
インナスリーブ (キャリア/補助/ブレンドガスライン用) 5 個	5042-0922	1	<input type="checkbox"/>
インナスリーブ (プラズマガスライン用) 5 個	5042-0923	1	<input type="checkbox"/>

説明	部品番号	推奨数量	注文
スプレーチャンバ消耗品			
コネクタ、石英製	G1833-65426	2	<input type="checkbox"/>
クランプ、2個	G1833-65430	1	<input type="checkbox"/>
スプレーチャンバ、石英製	G1820-65337	2	<input type="checkbox"/>
スプレーチャンバ、ポリプロピレン (サファイヤ内管)	G1833-65463	1	<input type="checkbox"/>
ネブライザ消耗品			
MicroMist ネブライザ	G3266-65003	1	<input type="checkbox"/>
MicroMist 用サンプルチューブ、内径 0.25 mm	G3266-80010	1	<input type="checkbox"/>
MicroMist 用サンプルチューブ、内径 0.5 mm	G3266-80011	1	<input type="checkbox"/>
PFA 同軸ネブライザ、200 µL/min	G3285-80000	1	<input type="checkbox"/>
PFA 同軸ネブライザ、プローブ付き、200 µL/min	G3285-80001	1	<input type="checkbox"/>
バビントンネブライザ バイトン O-リング、PTFE サンプルチューブ、コネクタを含む	G1820-60453	1	<input type="checkbox"/>
コネクタ付きサンプルチューブ、テフロン バビントンネブライザ用	G1820-65276	3	<input type="checkbox"/>
同軸型ネブライザ、石英製	G1820-65138	2	<input type="checkbox"/>
サンプルチューブ、PFA 内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、5 m	G1820-65105	2	<input type="checkbox"/>
エンドキャップ用 O-リング、バイトン 5 個	G1820-65198	1	<input type="checkbox"/>
バビントンネブライザ用キャリアガスラインコネクタ 4 mm チューブ用、フェラルと O-リングを含む	G1820-65214	1	<input type="checkbox"/>
メイクアップガスライン用コネクタ、ポリプロピレン 2 個	G1820-65119	1	<input type="checkbox"/>
キャリアガスライン用コネクタ、ポリプロピレン 4 mm チューブ用、フェラルと O-リングを含む	G1820-65052	1	<input type="checkbox"/>
サンプルラインコネクタ バイトン O-リングを含む	G1820-60160	1	<input type="checkbox"/>
キャリア/ブレンドガス用チューブ、PTFE 2 本	G1833-65414	1	<input type="checkbox"/>
インナスリーブ (キャリア/補助/ブレンドガスライン用) 5 個	5042-0922	1	<input type="checkbox"/>
ペリスタルティックポンプ消耗品			
ペリスタルティックポンプサンプルチューブ、タイゴン 12 個	G1833-65569	3	<input type="checkbox"/>
ペリスタルティックポンプドレインチューブ、ファームド、ストッパ強化型 12 本	G1833-65570	2	<input type="checkbox"/>
ペリスタルティックポンプ ISTD チューブ、(タイゴン)12 本	G1833-65571	3	<input type="checkbox"/>
オンライン ISTD 添加キット	G1833-65071	1	<input type="checkbox"/>
ドレインチューブキット	G1833-65411	1	<input type="checkbox"/>
ペリスタルティックポンプサンプルチューブ、タイゴン、内径 1.02 mm、40 cm、12 個	G1833-65569	1	<input type="checkbox"/>
Y 字形コネクタ用タイゴンチューブ 内径 3 mm、500 mm	G1820-65104	1	<input type="checkbox"/>

説明	部品番号	推奨数量	注文
ガス配管用消耗品			
プラズマ/補助ガスライン用L型コネクタ、PTFE各1個	G1820-65027	1	<input type="checkbox"/>
インナスリーブ (キャリア/補助/ブレンドガスライン用)、5個	5042-0922	2	<input type="checkbox"/>
インナスリーブ (プラズマガスライン用)、5個	5042-0923	2	<input type="checkbox"/>
キャリアガスライン用コネクタ、PTFE 4 mm チューブ用、フェラルと O-リングを含む	G1820-65214	1	<input type="checkbox"/>
キャリアガスライン用コネクタ、ポリプロピレン 4 mm チューブ用、フェラルと O-リングを含む	G1820-65052	1	<input type="checkbox"/>
メイクアップガスライン用コネクタ、ポリプロピレン2個	G1820-65119	1	<input type="checkbox"/>
チェックアウト用標準液			
7500s システムインストールキット用 ICP-MS チェックアウト溶液 チューニング溶液、デュアルモード (1)、デュアルモード (2)、アバンドランス感度 (1)、アバンドランス感度 (2)、検出下限溶液、高感度チューン、洗浄、および水ブランク溶液を含む。	5184-3564	1	<input type="checkbox"/>
7500a/i/c システムインストールキット用 ICP-MS チェックアウト溶液 チューニング溶液、デュアルモード (1)、デュアルモード (2)、洗浄、および水ブランク溶液を含む。	5184-3565	1	<input type="checkbox"/>
チューニング溶液			
チューニング溶液 Li、Y、Ce、Tl、Co; 100 mL、10 mg/L; matrix=2% HNO ₃	5188-6564	1	<input type="checkbox"/>
チューニング溶液 Li、Y、Ce、Tl、Co; 2 x 500 mL、10 µg/L; matrix= 2% HNO ₃	5184-3566	1	<input type="checkbox"/>

アジレントのカラムと消耗品は、お客様が求める結果を得るためのパートナーです。

アジレントのカラムと消耗品を用いてシステム全体を最適化することで、クロマトグラフィー結果の信頼性をさらに高めることができます。広範囲に及ぶカラム、消耗品、キット、アクセサリなどは、ISO 9001 認証の品質システムの下で、アジレントの厳格な仕様に従って設計、製造、検査されています。純正消耗品で、高品質な分析結果を手に入れてください。

アジレントのカラムと消耗品のリストは、ホームページ www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

アジレントは、本資料に誤りが発見された場合、また、本資料の使用により付随的または間接的に生じる損害について一切免責とさせていただきます。本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

© Agilent Technologies, Inc. 2007
Printed in Japan February 5, 2008
5989-6725JAJP