



Agilent CrossLab

用于
沃特世高效液相色谱
系统的备件
快速参考指南



The Measure of Confidence



Agilent Technologies

检测器的灯, 1/包

型号	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
2996 光电二极管阵列检测器 996 光电二极管阵列检测器 ACQUITY UPLC 2996 光电二极管阵列检测器*	长寿命氙灯, 2000小时	WAT052586	8005-0705*
2487 双波长检测器 2488 Multichannel Absorbance 检测器 ACQUITY TUV 检测器 UPLC TUV 检测器	长寿命氙灯, 2000小时	WAS081142	8005-0704
486 Tunable 紫外检测器 LC Module 1	长寿命氙灯, 2000小时	700000356 WAT052666	8005-0702

*不能用于 ACQUITY H-Class 检测器



长寿命氙灯, 8005-0705



长寿命氙灯, 8005-0704



长寿命氙灯, 8005-0702

自动进样器进样针, 1/盒

型号	容量 (μL)	说明	针头号/长度 (mm)/针尖类型	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 进样针	安捷伦 CrossLab 可更换的针头	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 可更换的推杆
2777 小型样品管理器	10	固定式针头	22s/51/3	430000859	8010-0445*		700002212	8010-0457, 10/包
2777 样品管理器	25	固定式针头, 气密	22s/51/3	430000861	8010-0441		700002213	8010-0458, 10/包
	100	固定式针头, 气密	22s/51/3	430000864	8010-0442*		700002214	8010-0459, 10/包
		固定式针头, 气密	22/51/3	430000863	8010-0446*		700002214	8010-0459, 10/包
	250	固定式针头, 气密	22/51/3	430000865	8010-0467		700002215	8010-0456, 10/包
	500	固定式针头, 气密	22/51/3	430000866	8010-0468		700002216	8010-0460, 10/包
	1000	固定式针头, 气密	22/51/3	430000867	8010-0443		700002217	8010-0455, 10/包
	2500	固定式针头, 气密	22/51/3	430000868	8010-0444		430000868	8010-0448, 1/包

510 HPLC 泵 515 HPLC 泵 600 MultiSolvent 输液系统 CapLC 系统 CapLC XE 系统	10000	Luer Lock	无针头	WAT025559	8005-0414	
600 MultiSolvent 输液系统 Rheodyne 进样阀	25	可更换式针头, 气密	22s/51/3	WAT033381	8005-0416	8005-0422
2690 分离单元 2690D 分离单元	25	Chem (1/4-28 UNF 螺纹), 气密	无针头	WAT077343	8005-0420	
2695 分离单元 2695D 分离单元 2790 分离单元 2795 分离单元 LC 模块 1 717/717plus 自动进样器	250	Chem (1/4-28 UNF 螺纹), 气密	无针头	WAT073109	8005-0419	
Rheodyne 进样阀	100	可更换式针头, 气密	22s/51/3	WAT033383	8005-0417	8005-0418, 6/包 8005-0423

*针筒外径 6.7 mm, 其它所有 10 μ L, 25 μ L 与 100 μ L 进样针的针筒外径为 7.9 mm

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容, 虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



CrossLab 进样针针头, 22s/51/3, 8005-0418



CrossLab 注射器, PTFE 推杆头, 25 μ L, 8005-0420



CrossLab 进样针, 气密, 8005-0417

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

泵备件

型号	说明	单位	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
柱塞杆和密封垫				
2690 分离单元	蓝宝石柱塞杆组件, 标准	1/包	WAT270959	8005-0538
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2790 分离单元				
2795 分离单元				
2796 生物分离单元				
2690 分离单元	柱塞杆密封垫, 透明	2/包	700001326	8005-0514
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2690 分离单元				
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2790 分离单元				
2795 分离单元				
Alliance GPC/V 2000 系统				
2690 分离单元	柱塞杆密封垫更换工具包, 黑色	2/包	WAT271066	8005-0541
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2790 分离单元				
2795 分离单元				
2690 分离单元	面密封垫更换工具包	4/包	WAT270939	8005-0536
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2790 分离单元				
2795 分离单元				
Alliance GPC/V 2000 系统				



蓝宝石柱塞杆组件, 8005-0538



柱塞杆密封垫更换工具包, 8005-0535



柱塞杆密封垫更换工具包, 8005-0541



面密封垫更换工具包, 8005-0536

2690 分离单元	密封垫冲洗面密封垫工具包	1/包	WAT271017	8005-0539
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2790 分离单元				
2795 分离单元				
Alliance GPC/V 2000 系统				
2796 生物分离单元	密封垫冲洗, 柱塞杆密封垫	4/包	700002258	8005-0516
2796 生物分离单元	柱塞杆密封垫, 标准	2/包	700002257	8005-0515
2690 分离单元	密封垫冲洗柱塞杆密封垫更换工具包	2/包	WAT271018	8005-0540
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2790 分离单元				
2795 分离单元				
Alliance GPC/V 2000 系统				
510 液相泵	蓝宝石柱塞杆	1/包	WAT025656	8005-0527
600 MultiSolvent 输液系统				
610 PowerLine 等度泵 LC Module 1	Oriented 蓝宝石柱塞杆	1/包	WAT069511	8005-0533

(接转下页)

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容, 虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



密封垫冲洗面密封垫工具包, 8005-0539

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

泵备件

型号	说明	单位	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
柱塞杆和密封垫				
510 液相泵 515 液相泵 600 MultiSolvent 输液系统 LC Module 1	柱塞杆密封垫, 石墨填充PTFE (GFP), 黑色	1/包	WAT026613	8005-0529
510 液相泵 515 液相泵 600 MultiSolvent 输液系统 610 PowerLine 等度泵 LC Module 1	柱塞杆密封垫, 黑色 225 µL	1/包	WAT026644	8005-0530
616 LC 系统 626 LC 系统	蓝宝石柱塞杆	1/包	WAT031788	8005-0531
1515 液相泵 1525 液相泵 515 液相泵	蓝宝石柱塞杆组件	1/包	WAS207069	8005-0523
1515 液相泵 1525 液相泵 510 液相泵 515 液相泵 600 MultiSolvent 输液系统 610 PowerLine 等度泵 LC Module 1	柱塞杆密封垫, 透明	1/包	WAT022934	8005-0524
	柱塞杆密封垫, 透明	4/包	WAT022946	8005-0525
单向阀和阀芯				
2690 分离单元 2690D 分离单元 2695 分离单元 2695D 分离单元 2790 分离单元 2795 分离单元 Alliance GPC/V 2000 系统	单向阀芯更换工具包	2/包	WAT270941	8005-0537
626 LC 系统	单向阀芯	1/包	WAT024120	8005-0526



蓝宝石柱塞杆组件, 8005-0523



单向阀芯更换工具包, 8005-0537

1515 液相泵	单向阀芯	2/包	700000254	8005-0513
1525 液相泵				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2795 分离单元				
510 液相泵				
515 液相泵				
600 MultiSolvent 输液系统				
610 PowerLine 等度泵				
LC Module 1				
1525 液相泵	单向阀芯	1/包	700002399	8005-0508
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2795 分离单元				
515 液相泵				
600 MultiSolvent 输液系统				
1515 液相泵	卡套式单向阀系统	2 个/包	700000253	8005-0512
1525 液相泵				
515 液相泵				
600 MultiSolvent 输液系统				
LC Module 1				
510 液相泵	出口单向阀重装工具包, 225 µL	2/包	WAT026014	8005-0528
515 液相泵				
600 MultiSolvent 输液系统				
610 PowerLine 等度泵				
LC Module 1				

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考。表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容。虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

检测器备件

型号	说明	单位	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
2996 二极管阵列检测器	流通池垫圈	2/包	WAT057924	8005-0532
996 二极管阵列检测器				

阀更换部件, 1/包

型号	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
2767/2747 样品管理器 色谱柱/流路固定架	定子, 6 通, 不锈钢	700001560	8005-0601
Rheodyne 7725(i) 进样器	Vespel 转子密封垫, 用于 Rheodyne 7725(i)	WAT055946	8005-0604
626 液相色谱系统 Rheodyne 9125 进样器	Tefzel 转子密封垫	WAT015781	8005-0603
2700 样品管理器	转子密封垫	WAT272615	8005-0605
2707 自动进样器	转子密封垫	700003851	8005-0602

样品定量环, 1/包

型号	容量 (µL)	材料	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
2690 分离单元	100	不锈钢	430001194	8005-0840
2690D 分离单元				
2695 分离单元				
2695D 分离单元				
2695 分离单元	200	不锈钢	430001630	8005-0841
2695D 分离单元				
2796 Bio 分离单元	20	PEEK	430000782	8005-0838
2796 Bio 分离单元	100	PEEK	430000783	8005-0839
2707 自动进样器 CapLC 系统 CapLC XE 系统	5	不锈钢	700000683	8005-0843
2707 自动进样器	10	不锈钢	700003872	8005-0845



Rheodyne 定子, 8005-0601



Vespel 转子密封垫, 用于 Rheodyne 7725(i),
8005-0604



Tefzel 转子密封垫, 8005-0603

2707 自动进样器 CapLC 系统 CapLC XE 系统	20	不锈钢	70000680	8005-0842
2707 自动进样器	50	不锈钢	700003928	8005-0846
2707 自动进样器 CapLC 系统 CapLC XE 系统	100	不锈钢	70000685	8005-0844

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考。表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容。虽然与 OEM 产品相比，某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

性能维护工具包

型号	说明	工具包	对应 OEM 的部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
分离单元的性能维护工具包				
2690 分离模块 2690D 溶出分离模块 2695 分离模块 2695D 溶出分离模块	2690/95 性能维护工具包	包括 2 个蓝宝石柱塞杆、2 个密封垫冲洗活塞密封垫套件、2 个柱塞杆密封垫更换工具包（标准，黄色）、4 个冲洗管密封垫更换工具包、1 个电池、1 个扩散器组件、4 个面密封垫更换工具包、4 个溶剂瓶过滤头 (10 µm)、1 个注射器 (250 µL)、1 个预柱过滤器插入组件、2 个单向阀芯、1 个可重新安装的针头密封垫圈、1 个冲洗管密封垫、1 个密封垫冲洗管、1 个 PTFE 垫圈、1 个过滤器座、1 个低冲洗密封垫过滤芯、1 个针头冲洗过滤芯、1 个 TFE 冲洗器、1 个针头组件、2 个进样器密封垫、1 个不锈钢垫圈 1/16 英寸、1 个压紧螺丝	WAT270944	8005-0915
2690 分离单元 2690D 分离单元 2695 分离单元 2695D 分离单元	可重新安装的针头密封垫圈	包括 1 个冲洗管密封垫、1 个密封垫冲洗管、1 个 PTFE 垫圈、1 个过滤器座、1 个低冲洗密封垫过滤头、1 个针头冲洗过滤芯、1 个 TFE 垫圈、1 个针头组件、2 个进样器密封垫、1 个不锈钢垫圈 1/16 英寸、1 压紧螺丝	WAT271019	8005-0916
泵的性能维护工具包				
515 液相泵	515 泵性能维护工具包	包括 2 个蓝宝石柱塞杆组件、2 个柱塞杆密封垫、1 个溶剂瓶过滤头 (10 µm)、1 个氮气发生管、4 个单向阀芯	WAT052587	8005-0913
600 MultiSolvent 输液系统 610 PowerLine 等度泵	600 泵性能维护工具包	包括 2 个蓝宝石柱塞杆、2 个柱塞杆密封垫、4 个溶剂瓶过滤头(10 µm)、4 个单向阀芯、1 个参比阀重装工具包、1 个进样口多管重装工具包、4 个氮气发生管	WAT052675	8005-0930
616 LC 系统	616 液相色谱性能维护工具包	包括 2 个蓝宝石柱塞杆、1 个柱塞杆密封垫工具包（超高分子量聚乙烯，黄色）、4 个单向阀芯、4 个氮气发生管、4 个溶剂瓶过滤头(10 µm)	WAT052672	8005-0928
626 LC 系统	626 液相色谱性能维护工具包	包括 2 个蓝宝石柱塞杆、2 个柱塞杆密封垫工具包（超高分子量聚乙烯，黄色）、4 个溶剂瓶过滤头 (10 µm)、4 个单向阀芯、4 个氮气发生管	WAT052673	8005-0929
1515 液相泵	1515 泵性能维护工具包	包括 2 个蓝宝石柱塞杆、2 个柱塞杆密封垫、4 个单向阀芯、1 个参比阀重装工具包、1 个溶剂瓶过滤头 (10 µm)	201000113	8005-0925
1525 液相泵	1525 泵性能维护工具包	包括 4 个蓝宝石柱塞杆、4 个柱塞杆密封垫、8 个单向阀芯、1 个参比阀重装工具包、2 个溶剂瓶过滤头 (10 µm)	201000114	8005-0926
616 LC 系统 626 LC 系统	柱塞杆和冲洗密封垫重装工具包	包括两个泵头部件、2 个柱塞杆密封垫、2 个柱塞杆冲洗密封垫、2 个定位密封垫 O 形圈、6 个推杆轴	WAT031790	8005-0912
1515 液相泵 1525 液相泵 510 液相泵 515 液相泵 600 MultiSolvent 输液系统 610 PowerLine 等度泵	参比阀重装工具包	包括 1 个单向阀膜片、1 个单向阀垫圈、1 个参比阀按钮	WAT025746	8005-0911

510 液相泵 515 液相泵 600 MultiSolvent 输液系统 610 PowerLine 等度泵 LC Module 1	出口单向阀重装工具包	包括 2 个出口单向球阀和座、2 个聚三氟乙烯 (PCTFE) 插件、2 个不锈钢杯型过滤器 (2 μm)、4 个大 PTFE 垫圈、2 个小 PTFE 垫圈	WAT026014	8005-0528
510 液相泵 515 液相泵 600 MultiSolvent 输液系统 610 PowerLine 等度泵 LC Module 1	入口单向阀重装工具包	包括 2 个单向球阀和座、2 个定位垫圈、2 个 2 TFE 垫圈、2 个 PTFE 垫圈、2 PCTFE 插件	WAT060495	8005-0914
自动进样器性能维护工具包				
717 自动进样器	717 自动进样器性能维护工具包	包括 1 个可更换的密封垫圈、1 个 250 μL 注射器、1 个过滤器 (2.3 x 11.5 英寸) , 2 个过滤器 (2 x 7 英寸)	WAT052669	8005-0927

(接转下页)

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容。虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



2960/2965 预防性维护工具包, 8005-0915



515 泵预防性维护工具包, 8005-0913

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

性能维护工具包

型号	说明	工具包	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
Rheodyne 阀的性能维护工具包				
Rheodyne 进样阀, 3725(i)	Rheodyne 3725(i) 进样阀性能维护工具包	包括 1 个转子密封垫 (PEEK)、1 个定子面组件 (PEEK)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手	201000116	8005-0901
Rheodyne 进样阀, 7010	Rheodyne 7010 进样阀性能维护工具包	包括 1 个绝缘密封垫、1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手	201000117	8005-0902
Rheodyne 进样阀, 7125 与 7126	Rheodyne 7125 和 7126 进样阀性能维护工具包	包括 1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	201000118	8005-0903
Rheodyne 进样阀, 7725(i)	Rheodyne 7725(i) 进样阀性能维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	201000119	8005-0904
Rheodyne 进样阀, 7750E	Rheodyne 7750 进样阀性能维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个绝缘密封垫、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	201000122	8005-0907
Rheodyne 进样阀, 7750E-075	Rheodyne 7750E-075 进样阀性能维护工具包	包括 1 个转子密封垫 (PEEK)、1 个定子面组件 (PEEK)、1 个绝缘密封垫、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	201000125	8005-0908
Rheodyne 进样阀, 8125 与 8126	Rheodyne 8125 和 8126 进样阀性能维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (PEEK)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	201000120	8005-0905
Rheodyne 进样阀, 9125 与 9126	Rheodyne 9125 和 9126 进样阀性能维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (Tefzel)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	201000121	8005-0906



Rheodyne 7725(i) 预防性维护工具包
8005-0904



Rheodyne 9125 预防性维护工具包,
8005-0906



CrossLab 毛细管, 不锈钢,
8005-0825



CrossLab 毛细管, PEEK,
8005-0812



CrossLab 毛细管,
不锈钢, 8005-0823

液相色谱毛细管, 1/包

型号	起始端	结束端	材料	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	接头	对应 OEM 的部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
2690 分离单元 2690D 分离单元 2695 分离单元 2695D 分离单元	泵	自动进样器	不锈钢	1.6	0.23	760	包括接头, 在两端预装	WAT270975	8005-0824
2690 分离模块 2690D 溶出分离模块 2695 分离模块 2695D 溶出分离模块 2790 分离模块 2795 分离模块	自动进样器	柱温箱阀	不锈钢	1.6	0.23	760	包括接头, 在两端预装	WAT270979	8005-0825
2695 分离模块 2695D 溶出分离模块	自动进样器	色谱柱恒温箱阀	PEEK	1.6	0.13	6000	带接头, 未预装	430000922	8005-0812
Alliance	柱温箱阀 色谱柱	色谱柱 检测器	不锈钢	1.6	0.23	3000	无接头	WAT026973	8005-0823
Alliance	柱温箱阀 色谱柱	色谱柱 检测器	不锈钢	1.6	0.508	3000	无接头	WAT026804	8005-0826
Alliance	柱温箱阀 色谱柱	色谱柱 检测器	不锈钢	1.6	1.02	3000	无接头	WAT026805	8005-0822
接头									
Alliance	压紧螺丝和垫圈							WAT025604	8005-0835*

*该接头与 8005-0823, 8005-0826 和 8005-0822 一起使用

液相色谱接头、垫圈和两通

说明	单位	对应 OEM 的部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
压紧螺丝, 不锈钢, 1/16 英寸外径	10/包	WAT005070	8005-0837
压紧螺丝和垫圈	5/包	WAT025604	8005-0835
二通, 不锈钢, 1/16 英寸外径	1/包	WAT097332	8005-0836

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容, 虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。

CrossLab 样品瓶和密封件

本快速参考指南包括部分安捷伦 CrossLab 样品瓶和密封件，还含有交叉参考目录。要了解完整目录，请参考 CrossLab 产品选择指南（出版号 5991-1484CHCN）也可使用在线选择工具，请访问：www.agilent.com/chem/selectvials

CrossLab 样品瓶交叉参考目录

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原设备制造商（OEM）产品部件号的相互对照作为参考，表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容，虽然与 OEM 产品相比，某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。

适用于沃特世的 CrossLab 样品瓶

对应沃特世 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号	对应沃特世 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号	对应沃特世 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
186000842	8010-0557	186000307C	8010-0542	186001133C	8010-0554
186001420	8010-0563	186000838C	8010-0553	186001134C	8010-0556
186001421	8010-0565	186000839C	8010-0555	WAT025053C	8010-0575
186001422	8010-0564	186000847C	8010-0543	WAT025054C	8010-0574



透明，2 mL 广口 (9 mm) 螺纹口玻璃样品瓶，
8010-0015

2 mL 广口 (9 mm) 螺纹口玻璃样品瓶

说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0015
透明，带书写签	100/包	8010-0014
	1000/盒	8010-0175
琥珀色	100/包	8010-0017
琥珀色，带书写签	100/包	8010-0016
	1000/盒	8010-0176
带固定内插管螺纹口样品瓶		
透明，300 μ L 内插管	100/包	8010-0008
琥珀色，300 μ L 内插管	100/包	8010-0009



广口螺纹口样品瓶，带书写签，8010-0014

用于广口 (9 mm) 样品瓶的螺纹口瓶盖

颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
蓝色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0086
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0087
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0078
	PTFE/硅橡胶一体隔垫	100/包	8010-0077
	PTFE 内衬	100/包	8010-0080
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0079
	红色	PTFE/硅橡胶	100/包
PTFE/硅橡胶/PTFE		100/包	8010-0089
预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫		100/包	8010-0082
PTFE/硅橡胶一体隔垫		100/包	8010-0081
开口, 无隔垫		100/包	8010-0083
橙色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0084
		1000/盒	8010-0186
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0085
		1000/盒	8010-0187
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0075
	PTFE/硅橡胶一体隔垫	100/包	8010-0074
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0076



橙色螺纹口瓶盖带 PTFE/硅橡胶隔垫用于广口 (9 mm) 样品瓶, 8010-0084

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

2 mL 标准口 (8 mm) 螺纹口玻璃瓶

说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0011
透明, 带书写签	100/包	8010-0010
琥珀色	100/包	8010-0013
琥珀色, 带书写签	100/包	8010-0012

用于标准口 (8 mm) 样品瓶的螺纹口瓶盖

颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
蓝色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0061
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0062
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0063
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0064
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0065
红色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0066
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0067
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0068
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0069
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0070
橙色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0056
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0057
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0058
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0059
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0060
黑色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0054
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0055



透明, 2 mL 广口 (8 mm) 螺纹口玻璃样品瓶, 8010-0011



橙色螺纹口瓶盖带 PTFE/硅橡胶隔垫, 用于标准口样品瓶, 8010-0056

4 mL (13 mm) 螺纹口玻璃样品瓶

说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0020
琥珀色	100/包	8010-0021

用于 4 mL (13 mm) 样品瓶的螺纹口瓶盖

颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
黑色	红色 PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0095
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0096

10 mL (22 mm) 螺纹口玻璃样品瓶

说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0563

用于 10 mL (22 mm) 样品瓶的螺纹盖

隔垫类型	颜色	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
无隔垫	黑色	100/包	8010-0565

用于 10 mL (22 mm) 样品瓶的隔垫

隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0564



黑色螺纹口瓶盖, 带红色 PTFE/硅橡胶隔垫, 用于 4 mL (13mm) 样品瓶, 8010-0095



CrossLab 样品瓶, 螺纹口, 10 mL, 22 mm, 透明, 8010-0563



CrossLab 样品瓶隔垫, 22 mm, PTFE/硅橡胶, 8010-0564

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

2 mL (11 mm) 钳口玻璃样品瓶

说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0002
透明, 带书写签	100/包	8010-0001
	1000/盒	8010-0170
琥珀色, 带书写签	100/包	8010-0003
	1000/盒	8010-0172

带固定内插管的钳口样品瓶		
透明, 300 μ L内插管	100/包	8010-0006
琥珀色, 300 μ L内插管	100/包	8010-0007



钳口玻璃样品瓶, 带书写签, 8010-0001

带 11 mm 隔垫的钳口盖

瓶盖颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
银色铝	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0049
		1000/盒	8010-0182
	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0050
		1000/盒	8010-0183
	预穿孔 PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0582
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0051
	薄膜橡胶	25/包	8010-0053
PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0045	
	1000/盒	8010-0181	
蓝色铝	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0046
绿色铝	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0047
红色铝	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0048
金色铝	磁性	100/包	8010-0052



带 PTFE/硅橡胶/PTFE 11 mm 隔垫的钳口瓶盖, 8010-0049



磁性钳口盖, 8010-0052

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

2 mL (11 mm) 卡口玻璃样品瓶

说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0024
透明, 带书写签	100/包	8010-0023
	1000/盒	8010-0177
琥珀色	100/包	8010-0026
琥珀色, 带书写签	100/包	8010-0025
	1000/盒	8010-0178



卡口玻璃样品瓶, 带书写签, 8010-0025

带 11 mm 隔垫的卡口盖

瓶盖颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0104
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0105
	预穿孔的 PTFE/白色硅橡胶隔垫	100/包	8010-0106
	透明聚乙烯膜	100/包	8010-0107
蓝色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0108
	PTFE/白色硅橡胶	100/包	8010-0112
绿色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0109
橙色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0103
	PTFE/红色硅橡胶	1000/盒	8010-0189
	PTFE/白色硅橡胶	100/包	8010-0111
	预穿孔 PTFE/白色硅橡胶	1000/盒	8010-0190
	预穿孔 PTFE/白色硅橡胶	100/包	8010-0113
红色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0110
聚氨酯		100/包	8010-0115



带 11 mm PTFE/红色硅橡胶隔垫的
橙色卡口瓶盖, 8010-0103

1 mL (8 mm) 卡口 Shell 样品瓶方便包装, 100/包

样品瓶类型	瓶盖	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	聚丙烯	8010-0574
琥珀色	聚丙烯	8010-0575

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。



CrossLab 样品瓶, 卡口 Shell 样品瓶, 1 mL, 8 mm, 透明, 带聚丙烯瓶盖, 8010-0574



CrossLab 样品瓶, 卡口 Shell 样品瓶, 1 mL, 8 mm, 琥珀色, 带聚丙烯瓶盖, 8010-0575

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

聚丙烯样品瓶

说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
聚丙烯, 钳口/卡口	250 µL	440 µL	100/包	8010-0158
聚丙烯, 钳口/卡口	250 µL	440 µL	1000/盒	8010-0193
聚丙烯, 钳口/卡口	0.7 mL	1 mL	100/包	8010-0159
聚丙烯, 螺纹口	250 µL	440 µL	100/包	8010-0161
聚丙烯, 螺纹口	250 µL	440 µL	1000/盒	8010-0194
带玻璃内插管的聚丙烯, 钳口/卡口	250 µL	350 µL	100/包	8010-0160
带玻璃内插管的聚丙烯, 螺纹口	250 µL	350 µL	100/包	8010-0162



CrossLab 聚丙烯样品瓶, 钳口/卡口, 8010-0158

用于 8 mm 螺纹口样品瓶的微量内插管

说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
带聚合物支架的锥形玻璃内插管	150 µL	200 µL	100/包	8010-0124
深达底部的玻璃内插管	150 µL	200 µL	100/包	8010-0125
平底内插管	200 µL	250 µL	100/包	8010-0126



250 µL 带聚合物支脚的锥形内插管, 8010-0131

用于 11 mm 钳口或 9 mm 螺纹口样品瓶的微量内插管

说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
带聚合物支架的锥形内插管	250 µL	350 µL	100/包	8010-0131
深达底部的玻璃内插管	250 µL	350 µL	100/包	8010-0132
平底内插管	400 µL	440 µL	500/包	8010-0136

微量内插管用于 4 毫升 (13 mm) 螺口瓶

说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
深达底部的凸缘内插管	250 µL	350 µL	100/包	8010-0558



250 µL 深达底部的玻璃内插管, 8010-0132

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。

CrossLab 孔板和密封盖

安捷伦 CrossLab 提供一系列带各种密封选件的聚丙烯 96 孔或 384 孔板，用于样品收集、储存和用于自动进样器。

孔板								安捷伦 CrossLab 部件号
说明	孔体积 (mL)	材料	板高度 (mm)	孔深 (mm)	孔形状	孔底形状	单位	
96 孔板	0.2	聚丙烯	20.9	20.9	圆形	锥形	50/包	8010-0532
96 孔板	0.5	聚丙烯	26.5	21.6	圆形	圆形	56/包	8010-0533
96 孔板	1.0	聚丙烯	39.1	37.1	圆形	圆形	32/包	8010-0534
96 孔板	2.0	聚丙烯	44	41.85	圆形	圆形	32/包	8010-0536
384 孔板	0.1	聚丙烯	14.4	11.7	方形	圆形	120/包	8010-0538
384 孔板	0.25	聚丙烯	22	19.5	方形	圆形	60/包	8010-0539

密封盖和附件			安捷伦 CrossLab 部件号
说明	单位		
密封盖，用于 0.2 mL 96 孔板，热塑性弹性体 (TPE)	5/包		8010-0577
密封盖，用于 0.5 mL 和 1.0 mL 96 孔板，热塑性弹性体 (TPE)	50/包		8010-0535
密封盖，用于 2 mL 96 孔板，乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)	50/包		8010-0537
密封带，用于 384 孔板，聚乙烯	100/包		8010-0540
密封箔，自黏贴，高透明度，用于所有孔板，聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)	100/包		8010-0541
密封箔，自粘，用于所有孔板，聚丙烯	100/包		8010-0578



带可拆下密封盖的 96 孔板，8010-0534

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

安捷伦的创新技术和非凡质量为您实验室的各种气相色谱和高效液相色谱保驾护航

Agilent CrossLab 是一个不断扩增的对仪器性能和分析效率至关重要的备件产品系列，适用于所有仪器制造商的产品。

它们享有无风险的兼容性保证，让您时刻充满信心。一旦出现任何问题，我们承诺：

- 所有备件享受 90 天质量保证
- 若有需要，可提供免费的仪器维修或服务

- 提供技术支持咨询

所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有 90 天质保。也就是说，您可以零风险试用。

此外，我们还提供安捷伦 CrossLab 服务 – 这个全套的服务解决方案可有效提高您整个实验室的生产率和工作效率。

气相色谱备件

- 自动进样针
- 色谱柱密封垫圈
- 色谱柱螺母
- 安捷伦专利脱活的进样口衬管
- 衬管 O 形圈
- 超高惰性脱活的进样口衬管
- 进样口隔垫

- 可对多供应商的仪器提供维修和维护服务
- 实验室移机服务
- 法规认证

高效液相色谱备件

- 自动进样针
- 自动进样器备件
- 毛细管、管线和接头
- 检测器光源
- 性能维护套件
- 泵备件
- 样品定量环
- 阀备件

通用型备件

- 孔板和密封垫
- 自动进样器样品瓶和密封件

电化学备件

- pH 电极
- pH 缓冲溶液
- pH 参比溶液
- 其他备件

本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2013
2014 年 3 月 27 日，中国印制
5991-2268CHCN

如需了解更多信息，请访问：

www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

使用互动指南选择产品：

www.agilent.com/chem/SelectCrossLab

在线购买：

www.agilent.com/chem/CrossLabstore

查找当地的安捷伦客户中心或
安捷伦授权经销商：

www.agilent.com/chem/contactus



Agilent Technologies